

# 医薬品／医療機器包装への印字例


## PTPへ直接印字

UVインクジェットプリンタJP-351をブリスター包装機に搭載します。日常のメンテナンスフリーを実現する自動クリーニング機能や、蓋材のムダをなくす自動手繰り機能、オートスプライサに対応したオートエスケープ機能を有しています。



## 中箱へ直接印字

「製剤見本」の文字列印字による包装資材の節約や、新バーコード印字による変動情報の表示にお使い頂けます。販売包装単位への変動情報表示のために、UVインクジェットプリンタJP-330シリーズを使用します。製函前の折りたたまれた箱を搬送するオフライン装置にも、製函後のラインコンベアにも組み込むことができます。新バーコードは100mmピッチで搬送される箱に対して最大300個/分とレーザーマーカより圧倒的に速く印字できます。



## タイベック®へ直接 印字

サーマルスタンプMSシリーズを使用します。深絞り真空包装機に搭載して1台のプリンタで複数の印字を実現する多列印字装置ML-310もご用意しています。滅菌バッグへはシートプリンタPSシリーズを使って印字します。

